

Návod k použití
Č. Výr. 26102

GARDIGO **Přístroj pro léčbu** **bodnutí hmyzem**



Vážený zákazníku,
gratulujeme vám k zakoupení přístroje. Před použitím pečlivě prostudujte pokyny. To je důležité pro správné používání produktu.

Jak to funguje

Když vás kousne nebo bodne hmyz, jsou zavedeny jedy obsahující bílkoviny do těla. Tělo pak má alergické reakce na tyto jedy. To zahrnuje produkci histaminu, který způsobuje svědění (které může nějakou dobu trvat) stejně jako pálení a otoky. Pero na kousnutí hmyzem používá princip hypertermie, nebo řízené aplikace lokálně koncentrovaného tepla. Když teplota přesáhne kolem 50 ° C, proteinové řetězce jedu jsou zničeny a výroba dalšího histaminu v těle je zabráněno. Tento princip není nový. Námořníci už dlouho používají vyhřívané žehličky ke zmírnění svědění a bolesti po kousnutí a bodnutí. Účinnost tohoto přístupu byla klinicky prokázána.

Po okamžité aplikaci 74% testovaných subjektů zaznamenalo značné úlevy od svědění, pálení a bolesti. 66% zjistilo, že po 24 hodinách účinky bodnutí úplně zmizely.

Technické údaje

Pozlacené topné desky
Osvětlený funkční displej
Součástí balení je 9 V baterie
Spona na opasek
Kapesní
Klinicky prokázaná účinnost

Popis výrobku

- A. Topná deska
- b. Ovládací tlačítko s kontrolkou
- C. Kryt prostoru pro baterie

Vložení baterie

Chcete-li zařízení otevřít, vysuňte baterii dozadu. Připojte sponu kontaktů na konci kabelu k baterii, ujistěte se, že je polarita baterie správná. Kontaktní spona by měla směřovat dozadu, s vyčnívajícími kabely uloženými pod zařízením. Při zavírání krytu baterie se ujistěte, že nejsou zachyceny žádné kabely, protože by se tím mohly poškodit.

Výměna baterie

Pokud se kontrolka nezsvítí při stisknutí ovládacího tlačítka, musíte vyměnit baterii. Použijte standardní 9 V blokovou baterii. Dodaná baterie vydrží přibližně 100 aplikací. Nikdy nepoužívejte dobíjecí baterie. Použité baterie nepatří do městského odpadu. Zlikvidujte je prostřednictvím svého specializovaného dodavatele elektřiny nebo v místním recyklačním místě. Poznámka: Baterie jsou označeny - obsahující znečišťující látky s následujícími symboly: Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje cadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť.

Jak používat

Umístěte topné desky na ošetřovanou oblast. Stiskněte tlačítko a držte jej stisknuté po dobu trvání léčby. Světlo bude indikovat, že topné desky jsou zahřívány. To celé trvá asi 25 sekund k dosažení požadované teploty, mírně nad 50 ° C. Zařízení na postižené oblasti přidrže tak dlouho, jak jen můžete pohodlně snést.

Důležité: Děti max. 25 sekund (pouze za asistence dospělého)! Dospělí max. 30 sekund! Pozornost! Topný mechanismus se sám nevypne automaticky! Pokud kousnutí hmyzem stále svědí po aplikaci, nechte spotřebič vychladnout a opakujte akci!

Informace o zařízení

- Tato jednotka je určena k použití na lidech.
- Zařízení by mělo být skladováno takovým způsobem, aby se zabránilo jakémukoli neúmyslnému uvolnění tlačítka.
- Ovládací tlačítko stiskněte pouze jednou, topná deska je v kontaktu s pokožkou. Pokud stisknete tlačítko příliš brzy a "ohřejete" topnou desku, může to způsobit popáleniny na pokožce.
- Z hygienických důvodů by zařízení mělo být používáno pouze pro jednu osobu.
- Toto zařízení by nemělo být používáno osobami bezmocnými, dětmi do 3 let nebo osobami necitlivými na teplo (např. u osob se změnami kůže nebo osobami se zjizvenou kůží v oblasti aplikace, po požití jakýkoli léků proti bolesti nebo alkoholu).
- Přístroj nepomáhá proti alergiím na hmyz.
- Tato jednotka je určena pouze pro osobní potřebu, nikoli pro komerční aplikace.
- Měli byste chránit zařízení před poškozením- vlhkost, prach, chemikálie, kolísání teploty a přímé vystavení slunečním paprskům.

Čištění a likvidace

- Vždy vyjměte baterii z přístroje, než jej vyčistíte.
- Zařízení čistěte mírně navlhčeným hadříkem. V případě extrémnějšího znečištění hadřík můžete také navlhčit jemnou mýdlovou vodou.
- Dbejte na to, aby nepronikla voda do zařízení. Pokud by se to mělo někdy stát, poté pero používejte pouze tehdy, když je úplně suché.
- Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky.
- Zlikvidujte prosím zařízení v souladu se směrnicí 2002/96 / EG - WEEE (Waste Electrical and Electronic zařízení).

Oznámení o ochraně životního prostředí

Na konci své životnosti nesmí být tento produkt zlikvidován jako běžný domácí odpad, ale musí být zlikvidován na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektrických zařízení.

Materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení.

Nevhazujte baterie ani dobíjecí baterie do domácího odpadu!

Spotřebitelé jsou ze zákona povinni vrátit použité a dobíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky * nebo neobsahují, do určených recyklačních oblastí, likvidace je možná v prodejnách, kde lze koupit baterie / akumulátory. Učiněním tohoto plníte všechny zákonné povinnosti v oblasti recyklace a likvidace baterií a jste přínosem pro životní prostředí.

Obrázky viz, originální návod na webu nebo v zásilce.

Váš tým GARDIGO